



A importância do cuidado da Pele

*Enfermeira Daniela Mafioletti Floriano
Pós Graduada em Estomaterapia PUC/PR
Graduada pela UFSC
Assessora Técnica e de Treinamentos
Fufa SC/Convatec*

UMA QUESTÃO DE PELE



- Pele é o maior órgão do corpo humano que reveste e delimita todo o organismo
- Responsável por manter a integridade da forma corporal visível
- Representa de 8 até 16% do peso corporal
- Revestida com tecido impermeável - Queratina
- Expressa a história de vida de uma pessoa

FUNÇÕES DA PELE

MECANISMO DE DEFESA

(meio seletivo de cultura/ baixa umidade (10 a 20%), secreção sebácea reduz o Ph, suor possui IgA, ph ácido, descamação contínua)

IMPERMEABILIDADE

BARREIRA PROTETORA

Química, Física e Biológica

METABÓLICA

(vitamina D)

PROTEÇÃO

(mecânica e imunológica
(trauma, radiação, perda de água, radiação)

TERMORREGULAÇÃO

(vasoconstrição e vasodilatação)



NUTRIÇÃO

IMUNIDADE DA PELE



Barreira Física

- Proteína de queratina – Camada Córnea
- Impermeável - Lipídios

Barreira Biológica

- Células de defesa contra microrganismos - Células de Langerhans e Linfócitos T

Barreira Química

- pH ácido
- Manto hidrolipídico

ALTERAÇÕES DA PELE

IDADE



ALTERAÇÕES DA PELE



Exposição ao sol



Tabagismo



Tensoativos - sabões

ALTERAÇÕES DA PELE



NUTRIÇÃO



HIDRATAÇÃO




MEDICAMENTOS

MANTO ÁCIDO

Mistura de suor
(lisozima) e sebo
(ácidos graxos)

pH normal da
pele entre 4 a 6



**Ação
antimicrobiana**

PELE PERIESTOMA

Químico




Mecânico

Infecções - fúngicas

IMPACTO DO EFLUENTE NA PELE

EFLUENTE FECAL rico em enzimas lipases e proteases tem **pH neutro 7** o que favorecem a digestão do manto hidrolipídico



URINA ALCALINA – interação das bactérias ileal podem aumentar o **pH da urina acima de 8**

O IMPACTO DO EFLUENTE NA PELE



PREVENÇÃO DE DANOS À PELE

VEDAÇÃO SEGURA

**ADAPTÁVEL AOS
CONTORNOS DO
ABDOME**



**RESISTÊNCIA A
EROSÃO**



PREVENÇÃO DE DANOS À PELE

Película protetora



Frágil

Vulnerável

Efluente Corrosivo

Reduz a agressão enzimática , da umidade e da fricção sobre a pele

PREVENÇÃO DE DANOS À PELE



Liberador de adesivo




Reduz o risco de trauma mecânico na pele vulnerável



Spray 50 ml

Não estéril



Arquivo pessoal Coordenadora Eliana Mitsuko

SENSI CARE



Lenços Removedores
Caixas com 100 unidades




A man and a woman are shown from the chest up, laughing heartily and looking upwards. The woman is on the left, with her head tilted back and mouth open in a wide smile. The man is on the right, also laughing with his mouth open. They are both wearing jackets and scarves, suggesting a cool day. The background is a soft-focus view of trees with yellow and orange autumn leaves, with bright sunlight filtering through the canopy, creating a warm and joyful atmosphere.

Avaliação da pessoa com estomia


AVALIAÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE

- Idade
- Destreza manual
- Acuidade visual
- Limitação física
- Preferências
- Recursos
- Nível de atividade física
- Nível de dependência (total / parcial / independente)



- Cor
- Altura
- Construção
- Localização
- Tamanho e Forma
- Pele
- Ângulo de Drenagem
- Efluente (características)
- Contorno Abdominal

ALTURA DO ESTOMA



ALTURA DO ESTOMA

Estoma protruso

- Circular
- Vermelho
- Abaixo da linha da cintura em uma superfície lisa
- Ângulo de drenagem central
- Altura ideal:
 - 2.0 cm - adulto
 - 0.5 – 2cm - pediatria

Características Ideais



ALTURA DO ESTOMA

Estoma Plano / Baixo Perfil

Estoma localizado ao nível da pele do abdômen¹

- Não tem protrusão
- Ângulo de drenagem pode ser lateralizado
- Susceptível a vazamentos e irritação da pele²




Fotografia: ConvaTec Medical Care México


ALTURA DO ESTOMA

Estoma retraído






- Estoma com retração (abaixo do nível da pele) ou tem pouca ou nenhuma altura¹
- Susceptível à fugas e irritação da pele¹



Fotografia: ConvaTec Medical Care Colômbia



ÂNGULO DE DRENAGEM



Fotografías: ConvaTec Medical Care México

CONTORNO ABDOMINAL



Fotografías: ConvaTec Medical Care México

CONTORNO ABDOMINAL

Abdome flácido ou suave

- Um abdômen que requer um nível firme de apoio para estabilizar o sistema coletor. ¹⁻²
- Usar uma barreira mais ampla para aplainar a pele – **ADAPTAÇÃO**




Fotografia: ConvaTec Medical Care México

CONTORNO ABDOMINAL

Pregas

- Abdome inserido em prega superficial ou profunda¹
- Requer uma barreira flexível que se conforme à prega



Fotografia: ConvaTec Medical Care México

CONTORNO ABDOMINAL

Abdome Globoso

- Abdome circular ou distendido
- Requer uma convexidade flexível que se conforme à superfície abdominal¹
- **Usar convexidade rígida com precaução por risco de lesão por pressão**



Fotografias: ConvaTec Medical Care México

IMPACTO DE NÃO AVALIAR



Fotografías: ConvaTec Medical Care México

TECNOLOGIA

MOLDÁVEL



SUR FIT PLUS TECNOLOGIA MOLDÁVEL



DESCUBRA UM
AJUSTE SEM
PREOCUPAÇÕES

TECNOLOGIA MOLDÁVEL DA CONVATEC

Tecnologia altamente inovadora de Base Adesiva protetora de pele que transformará a forma como as pessoas cuidam do estoma



- Solução para o ajuste de estomas irregulares
- Rápida e fácil adaptação do adesivo ao estoma
- Gerenciamento de umidade
- Memória Rebote
- Resina Maleável e Elástica – ajustável e acompanha o movimento dos estomas telescópicos
- Flexibilidade do adesivo convexo permite acomodar estomas inseridos em áreas irregulares do abdome

ESTRUTURA DO ADESIVO MOLDÁVEL

- Resina Dupla



Base Adesiva Plana

Resina Durahesive®



Resina Stomahesive®




Base Adesiva Convexa

Resina Durahesive®



Tecnologia Moldável ConvaTec

- Permite um ajuste perfeito **sem recorte**



Tecnologia Moldável ConvaTec

MOLDAR MANUALMENTE , PROPORCIONANDO UM
AJUSTE PERSONALIZADO.




Simplicidade e Segurança

1.



2.



3.



Tecnologia Moldável ConvaTec

- AJUSTE SEGURO E PERSONALIZADO



TIPOS DE CONVEXIDADE – PORTFÓLIO CONVATEC



Base Adesiva convexa Moldável

- Estomas com formato irregular necessitam de uma abertura customizada
- Ângulo de drenagem lateralizado
- Não exercem pressão diretas
- Não favorece protrusão do Estoma
- Acomoda as irregularidades do abdomen flácido ou com pregas superficiais
- Fator limitante, flange de acople mais rígida – limita a mobilidade




Tecnologia Moldável ConvaTec

- Uma nova tecnologia em Sistema de Duas peças



Uro



Colo/ Íleo




Tecnologia Moldável ConvaTec

- Barreira Tradicional vs Barreira Moldável



Tecnologia Moldável ConvaTec


- Características Inovadoras



Barreira protetora de pele moldável com um AJUSTE PRECISO

Tecnologia Moldável ConvaTec

- AJUSTE PERSONALIZADO



Tecnologia Moldável ConvaTec

- Base de Resina Sintética **TRILAMINADA**




TECNOLOGIA TRILAMINADA

Maior segurança para pele ao redor do estoma




Filme de Polietileno

Tecnologia Moldável ConvaTec



Base Adesiva com adesivo Microporoso



Sistema de Encaixe Octofix



Tecnologia Moldável ConvaTec

- Barreira protetora Moldável Convexa



Tecnologia Moldável ConvaTec reduz complicações de pele

OSMOSE Global Study: Large Multinational Study of ConvaTec Moldable Technology™ Skin Barriers

Estudo Multicêntrico – Alemanha Polônia e USA

511 estomizados acompanhados

Urostomia, Ileostomia

97% Excelente

Fácil

Confortável


Seguro

Grupo A: (277)

escolha

Grupo B: (284) Substituição da Barreira Tradicional de pele

Objetivo: Avaliar as condições da pele periestoma
Facilidade de aplicação (moldar e adaptar),
remoção e segurança



¹ Szewczyk MT et al. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Presented at ECET, Paris, France, June 2013.

Tecnologia MÓLDAVEL Convatec



Descrição do Produto	Tamanho do Aro	Unidade de Embalagem	Diâmetro do Estoma
Barreira SurFit Plus® Moldável com aro hidrocolóide flexível	45 mm	Caixa com 10 unidades	13 - 22 mm
Barreira SurFit Plus® Moldável com aro hidrocolóide flexível	45 mm	Caixa com 10 unidades	22 - 33 mm
Barreira SurFit Plus® Moldável com aro hidrocolóide flexível	57 mm	Caixa com 10 unidades	33 - 45 mm
Barreira SurFit Plus® Moldável com aro hidrocolóide flexível	70 mm	Caixa com 10 unidades	45 - 56 mm

Tecnologia MÓLDAVEL Convatec



Descrição do Produto	Tamanho do Aro	Unidade de Embalagem	Diâmetro do Estoma
Barreira SurFit Plus® Convexa Moldável	45 mm	Caixa com 10 unidades	13 - 22 mm
Barreira SurFit Plus® Convexa Moldável	45 mm	Caixa com 10 unidades	22 - 33 mm
Barreira SurFit Plus® Convexa Moldável	57 mm	Caixa com 10 unidades	33 - 45 mm

Esteem™



Filtro de Carvão ativado

Painel de Conforto


Forma Anatômica

InvisiClose®

Fechamento Discreto

Janela de fácil visualização






**Disco com Tecnologia
Moldável ®**

**Stomahesive® Modificada
(CMC, Pectina, Gelatina, óleos
minerais)**



Filtro de carvão

O filtro evita que a bolsa se infle, apresenta um filme interno que impede que o efluente entre em contato com o filtro



Esteem™

ConvaTec Tecnologia Moldável™



SEGURA:

A placa se ajusta perfeitamente ao tamanho e formato do estoma, proporcionando **segurança** e **conforto**. Isso previne vazamentos e proporciona uma pele mais saudável



SIMPLES:

- Apenas enrole, **molde** o disco de resina para que se acomode ao estoma com ajuste perfeito.
- **Elimina necessidade de tesoura**



CONFORTÁVEL:

O design flexível foi desenvolvido para acompanhar o movimento do corpo. Oferece um **painel confortável**, uma janela de fácil visualização e a tecnologia **InvisiClose®**



O conforto da bolsa de uma peça associado a praticidade de duas peças

Esteem™ ConvaTec Tecnologia Moldável™

Não é indicado

Estoma retraídos ou planos





0800 7276 115



Programa ConvaTec Primeira Atenção ao Estomizado



Obrigada!

Enf.Daniela Mafioletti Floriano

48 9 8403 6031 whats

daniela@fufasc.com.br

Representante Marcia Warmling

48 9 9105 1296 whats

marcia@fufasc.com.br