



Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias

INSUMOS ESTOMIA RESPIRATÓRIA

ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA – ATPCD
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE



CÓDIGO SES/SC Almoxarifado

123960001



INDICAÇÕES


Indicado para reabilitação vocal. O paciente poderá se comunicar com outras pessoas apenas articulando a boca.

DESCRITIVO
RESUMIDO

LARINGE
ELETRÔNICA



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960002



INDICAÇÕES:

Kit Cirúrgico para implante de primeira colocação da prótese. Indicada para reabilitação vocal. A prótese é alocada através de uma fístula confeccionada na mucosa traqueoesofágica.

**DESCRITIVO
RESUMIDO**

KIT PRÓTESE
FONATÓRIA
COM ITENS DE
CIRURGIA
PARA PRIMEIRA
COLOCAÇÃO



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado

123960003



DESCRIPTIVO
RESUMIDO

KIT PRÓTESE PARA
TROCA COM
INTRODUTOR
PLÁSTICO.


INDICAÇÕES:

Kit para efetuar a troca da prótese em pacientes que já possuem o implante da prótese. O procedimento poderá ser realizado em ambulatório e o kit vem pré-montado.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado

123960004



DESCRIPTIVO
RESUMIDO

KIT PLUG E ESCOVA

INDICAÇÕES

Plug – Usar em situações de emergência na contenção de vazamentos pelo centro da prótese até a efetivação da troca.
Inclui escova - para limpeza e manutenção.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960005



DESCRITIVO
RESUMIDO

DISPOSITIVO DE
LIMPEZA DA PRÓTESE

INDICAÇÕES

Auxiliar na limpeza da prótese com jato de ar e/ou uso de água. Ajuda na eficiência da limpeza diminuindo o risco de vazamento pelo centro da válvula.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960007

INDICAÇÕES

Para manter a abertura do traqueostoma.
Pode ser utilizado para fixar um Provox HME
(filtro).

O LaryTube é perfeito para utilização do
Provox HME imediatamente após a cirurgia
de laringectomia, utilização do HME durante
a radioterapia e
utilização do HME em paciente com pele
sensível.

Tamanhos disponíveis - Diâmetro externo de
12/13,5/15/17 mm e comprimento de
27/36/55 mm



DESCRIPTIVO RESUMIDO

**CÂNULA DE
TRAQUEOSTOMIA
COM OU SEM
FENESTRAS**



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960008



INDICAÇÕES

Cânula curta de estoma em silicone para manter a abertura do traqueostoma. Pode ser utilizado para fixar um HME (filtro). É indicado para paciente laringectomizado com uma prega de pele circunferencial à volta do traqueostoma (também denominado “lábio”) e paciente com pele sensível. Tamanhos disponíveis - Diâmetro externo de 12/14/16/18 mm e comprimento 8/18mm

DESCRIPTIVO RESUMIDO

CÂNULA CURTA DE
TRAQUEOSTOMIA
TIPO BUTTON DE SILICONE.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960009



DESCRITIVO
RESUMIDO

PROTETOR DE
ESTOMA PARA BANHO


INDICAÇÕES

Colar cervical protetor de traqueostomia para ser usado durante o banho.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960010

Flexiderm



StabiliBase



Optiderm



XtraBase



**DESCRITIVO
RESUMIDO**

**ADESIVO PARA
TRAQUEOSTOMIA**

INDICAÇÕES

Adesivo hipoalergênico, revestimento destacável e adaptador para conexão dos dispositivos permutadores de calor e umidade (HME). Para estomas planos, intermediários, profundos e pacientes com pele sensível.



CÓDIGO SES/SC
Almoxarifado
123960011



XtraMoist



XtraFlow

DESCRITIVO RESUMIDO

**FILTRO E PERMUTADOR
DE
CALOR UMIDADE (HME)**

INDICAÇÕES

Filtro usado para reabilitação pulmonar. Mantém os pulmões saudáveis umedecendo, aquecendo e filtrando o ar que o paciente respira. Facilita a oclusão do estoma para falar com o uso da prótese fonatória e diminui o risco de contaminação pela oclusão.



Tatiani Delfis da Cruz

Enfermeira


Área Técnica da Saúde da Pessoa com deficiência

Jaqueline Reginatto

Gerente de Habilitações e Redes

Coordenadora da Rede da Pessoa com deficiência

Gerência de Habilitação e Redes -GEHAR



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA SAÚDE