



GOVERNO DE SANTA CATARINA  
Secretaria de Estado da Saúde  
Comissão Intergestores Bipartite

### **DELIBERAÇÃO 350/CIB/2024**

Aprova habilitação de vinte (20) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Tipo II (Código 2601) do Hospital São Miguel IMAS, localizado no município de Joaçaba.

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 284ª reunião ordinária de 05 de setembro de 2024.

Considerando o Parecer 264/2024 do dia 26 de agosto de 2024 da GEHAR;

Considerando a Resolução CIR 04/2024 da Região de Saúde do Meio Oeste.

### **APROVA**

Art. 1º A habilitação de vinte (20) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Tipo II (Código 2601) do Hospital São Miguel IMAS, localizado no município de Joaçaba.

Art.2º Esta habilitação segue as exigências da Portaria GM/MS nº 895 de 31 de março de 2017 e Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017, ficando condicionado o incremento de recurso financeiro no Teto Livre do Estado por conta do Ministério da Saúde, impreterivelmente.

Florianópolis, 05 de setembro de 2024.

**DIOGO DEMARCHI SILVA**  
Secretário de Estado da Saúde  
Coordenador CIB/SES

**SINARA REGINA LANDT SIMIONI**  
Presidente do COSEMS  
Coordenadora CIB/COSEMS



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **MSV678D9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SINARA REGINA LANDT SIMIONI** (CPF: 030.XXX.839-XX) em 09/09/2024 às 13:16:22  
Emitido por: "AC LINK RFB v2", emitido em 12/07/2024 - 16:28:02 e válido até 12/07/2025 - 16:28:02.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **DIOGO DEMARCHI SILVA** (CPF: 010.XXX.009-XX) em 10/09/2024 às 09:44:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/08/2023 - 13:06:44 e válido até 02/08/2123 - 13:06:44.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAxNjk5NDdfMTcyMDUxXzlwMjRfTVNWNjc4RDk=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00169941/2024** e o código **MSV678D9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.